



# Interface **QUICK USB** **AD-8527**

## *Injection des pesées dans vos applicatifs sans les modifier*

*AD-8527 est un petit boîtier qui agit comme un adaptateur RS-232C vers USB et fait en sorte que votre balance puisse injecter ses résultats dans les fenêtres de saisie de vos applications*



Taille réelle

### **Double interface**

Interface RS232-C pour importer les données depuis une balance A&D. Port USB pour exporter les pesées vers un PC. Simple. Aucun logiciel pilote n'est nécessaire

### **Aucun impact sur le PC**

Pas de logiciel pilote à installer sur votre PC.  
Pas de changement de configuration à faire.  
D'un point de vue informatique, est vue depuis le PC comme si elle était un clavier.

### **Horloge interne**

Les pesées transférées peuvent être horodatées même si votre balance n'a pas d'horloge.

### **Hautement portable**

Petite taille. Etanchéité IP65 une fois le couvercle en place.

### **Pas de pile**

Ni pile ni adaptateur secteur:  
Alimentation électrique via USB ou RS-232C



## Injection facile et flexible des pesées dans vos applications

Permet de transmettre les données  
à n'importe laquelle de vos applications  
telles Excel, Word, Notepad,...



### Spécifications AD-8527 Adaptateur Quick USB

Balances cibles	Balances A&D disposant de RS232-C
Dérive d'horloge	± 1 minute / mois
OS cibles	Windows 2000 / XP / Vista
Alimentation électrique	Pas nécessaire : fourni par la balance ou le PC (RS-232C ou USB)
Température utilisation	5°C à 40°C, 85%HR ou moins (pas de condensation)
Dimensions	55 × 103 × 16,5 mm
Poids	Approx. 60 g

### Livrables

- Unité AD-8527 et son couvercle
- Câble extension USB (0,5 m)
- Trois types de câbles RS-232C (1 m) pour accommoder les différents connecteurs standards (DIN, DB25, DB9)
- Manuel

W

**A&D** ...Clearly a Better Value

#### A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN  
Telephone: [81](3) 5391-6132 Fax: [81](3) 5391-6148  
<http://www.aandd.jp>

#### A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, CA 95131 U.S.A.  
Telephone: [1](408) 263-5333 Fax: [1](408) 263-0119

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA  
Telephone: [61](8) 8301-8100 Fax: [61](8) 8352-7409

#### A&D INSTRUMENTS LTD.

Unit 24/26 Blacklands Way Abingdon Business Park,  
Abingdon, Oxon OX14 1DY UNITED KINGDOM  
Telephone: [44](1235) 550420 Fax: [44](1235) 550485

#### <German Sales Office>

Große Straße 13 b 22926 Ahrensburg GERMANY  
Telephone: [49](0) 4102 459230 Fax: [49](0) 4102 459231

#### A&D KOREA Limited

Manhattan Bldg. 8F, 36-2 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, KOREA  
Telephone: [82](2) 780-4101 Fax: [82](2) 782-4280

#### A&D RUS CO., LTD.

Vereyskaya str. 17, Moscow, 121357 RUSSIA  
Telephone: [7] (495) 937-33-44 Fax: [7] (495) 937-55-66

509 Udyog Vihar Phase V  
Gurgaon-122 016, Haryana, INDIA  
Telephone: [91](124) 471-5555 Fax: [91](124) 471-5599